


Laboratorier ventiler

Termostat VTE

Tempereret vand til øjenskyll og nødbruiser



VTE termostat vist monteret med kontraventiler og på montagebeslag.

For at undgå forfrysninger i øjne og på krop, anbefales det at monterer en termostat.

Termostaten VTE er speciel fremstillet til brug i forbindelse med øjenskyll og nødbruiser.

VTE har indbygget skoldningssikring og sørger for at leverer tempereret vand til øjenskyller eller nød-/kropsbruser.

Termostaten kan indstilles mellem 20-28 gr. C.

Anbefalet temperatur er 20-24 gr. C.

Kapacitet:

VTE 312: ca. 20 L/min. v/2 baro (benyttes til øjenskyll)

VTE 512: ca. 60 L/min v/2 baro benyttes til (bruser)

Det anbefales at installere serviceventil, snavssamler, og kontraventil på vandtilgang for koldt og varmt vand.

Item nr.

VTE312SP

VTE512SP

Beskrivelse

Termostat VTE 312, inkl. 2 stk. 1/2" forskruninger. Afgang, 3/4"

Termostat VTE 512, inkl. 2 stk. 1" forskruninger. Afgang, 1 1/4"